


Dováža a distribuuje:
Bio G, spol. s r.o.
Elektrárenská 12092
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 4552 6381
E-Mail: bio@biog.sk
www.biog.sk
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care
Imported and distributed by:
Pharmaco Distribution (Pty) Ltd.
91 Protea Road
Chislehurst
Sandton, 2196
Johannesburg, South Africa
+27(11) 784 0077
www.diabetes.ascensia.com

4. اسحب مقبض إعادة الضبط لإعداد جهاز الوخز. يرتفع زر الإطلاق عند إعداد جهاز الوخز.



5. اضغط جهاز الوخز بإحكام مقابل الجانب الأصبع واضغط على صوت طقة حتى يصدر الجهاز صوت طقة.



إنا لم نهم بجاهم بالوخز، أعد ضبطه بتركاز الخطوة 4.

Microlet next Odběrové zařízení

CS

PRÍBALOVÁ INFORMACE S POKYNY

- Vysouvací zařízení pro lancety pro bezpečnou likvidaci lancet.
- Černý/bílý nastavitelný koncový uzávěr, pouze pro testování z konečků prstů.
- Čirá koncovka pro OJM, pouze odběr z jiného místa.

Používejte s lancetami MICROLET® pro testování z konečků prstů a ze dlaně.

Microlet next Odběrové zariadenie

SK

PRÍBALOVÝ LETÁK

- Vysúvacia lancety umožňujúci bezpečnú likvidáciu lancety.
- Čiernobiely nastaviteľný koncový uzáver len na meranie z končeku prsta.
- Priehľadný koncový uzáver AM len na meranie z alternatívneho miesta.

Použite s lancetami MICROLET® na meranie z končeka prsta a z dlane.

Microlet next Lancing Device

EN

INSTRUCTIONAL INSERT

- Lancet ejector for safe lancet disposal.
- Black/white adjustable endcap for fingertip testing only.
- Clear AST endcap for alternative site testing only.

Use with MICROLET® lancets for fingertip and palm testing.

ملاحظة: توصي تجهيات سحب عينات الدم الشعيري الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) بمق أخذ عينات عن طريق وخز أصابع الأطفال باستخدام جهاز/ إبرة الوخز على النحو التالي:

- لأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 شهور إلى 8 سنوات:
- لأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات:

يجب ضبط الإعدادات حسب الراحة. يمكن أن يؤثر الضغط المستخدم أثناء الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تسمع صوت طقة أو تشعير بها حتى تتوازي العلامات البيضاء والسوداء المرتفعة كما هو موضح.



3. قم بلف الغطاء الطرفي لتعديل عمق الوخز. يؤثر مقدار الضغط المفروض على موقع الوخز أيضاً على عمق الوخز.

URČENÉ MÍSTO: Určeno k odběru kapilární krve, k použití společně s jednorázovými lancetami. **Odběrové zařízení MICROLET NEXT** se používá spolu s kompatibilními lancetami k odběru kapilární krve ze špičky prstu nebo z dlaně pro testování hladiny glukózy v krvi. Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno pro jednoho pacienta. Odběrové zařízení není určeno pro novorozence. **Lanceta MICROLET** je jednorázově sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospělého nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. U těchto zařízení nejsou známy žádné kontraindikace.

UPOZORNĚNÍ:

- Zeptejte se zdravotnického odborníka, zda je pro vás odběr z jiného místa (OJM) vhodný.
- Zařízení pro kontinuální monitorování hladiny glukózy se nesmí kalibrovat podle výsledků testu odběru z jiného místa (OJM).
- Dávka inzulinu se nesmí vypočítávat podle výsledků testu odběru z jiného místa (OJM).

ÚČEL POUŽITIA: Určené na odber kapilárnej krvi. Používa sa spolu s jednorázovými lancetami. **Odběrové zariadenie MICROLET NEXT** sa používa na odber kapilárnej krvi z bruška prsta alebo z dlane na meranie hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lanciet. Odběrové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odběrové zariadenie nie je určené pre novorodencov. **Lanceta MICROLET** je jednorázová sterilná pomôcka určená na odber vzoriek kapilárnej krvi u dospelých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy. Lanceta nie je určená na použitie u novorodencov. S týmto pomôckami nie sú spojené žiadne kontraindikácie.

VÝSTRAHA

- Opýtajte sa zdravotníckeho personálu, či je pre vás vhodné meranie z alternatívneho miesta (AM).
- Pristroj na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy nekalibrujte podľa výsledku získaného z merania z alternatívneho miesta.
- Dávku inzulinu nepočítajte podľa výsledku získaného z merania z alternatívneho miesta.

INTENDED USE: Intended for collecting capillary blood, for use together with disposable lancets. **The MICROLET NEXT lancing device** is used to draw capillary blood from the fingertip or palm for blood glucose testing with compatible lancets. The MICROLET NEXT lancing device is for single-patient use. The lancing device is not intended for neonates. **The MICROLET lancet** is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. There are no known contraindications associated with these devices.

WARNING

- Ask your health care professional if Alternative Site Testing (AST) is right for you.
- Do not calibrate a continuous glucose monitoring device from an AST result.
- Do not calculate an insulin dose based on an AST result.

الحصول على قطرة الدم - طرف أصبع

اختبار طرف الأصبع

استخدم الغطاء الطرفي الأسود الأبيض القابل للتعديل. لا تستخدم الغطاء الطرفي الشفاف المخصص لاختبار الموقع البديل.

- ضع الغطاء الطرفي الأسود الأبيض القابل للتعديل.
- أثناء الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تسمع صوت طقة أو تشعير بها حتى تتوازي العلامات البيضاء والسوداء المرتفعة كما هو موضح.



3. قم بلف الغطاء الطرفي لتعديل عمق الوخز. يؤثر مقدار الضغط المفروض على موقع الوخز أيضاً على عمق الوخز.

Odběr z jiného místa (OJM) neprovádějte za následujících okolností:

- pokud se domníváte, že máte nízkou hladinu glukózy v krvi (hypoglykémie);
- pokud se hladina glukózy v krvi rychle mění (po jídle, dávce inzulinu nebo po pohybu);
- pokud nejste schopni vnímat příznaky nízké hladiny glukózy v krvi (neuvedomění si hypoglykémie);
- pokud výsledky měření glukózy v krvi pomocí odběru z jiného místa neodpovídají tomu, jak se cítíte;
- během nemoci nebo při stresu;
- pokud budete řídit auto nebo obsluhovat stroje.

UPOZORNĚNÍ: Potenciální biologické nebezpečí

- Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno k samostatnému testování jedním pacientem. Z důvodu rizika infekce jej nesmí používat více osob.
- Lancety nepoužívejte opakovaně. Použité lancety nejsou sterilní. Pro každé testování použijte novou lancetu.

Meranie z AM nevykonávajte za nasledujúcich podmienok:

- ak si myslíte, že máte nízku hladinu glukózy v krvi (hypoglykémia),
- ak sa vám prudko mení hladina glukózy v krvi (po jedle, dávke inzulinu alebo cvičení),
- ak nedokážete rozpoznať príznaky nízkej hladiny glukózy v krvi (nepoznaná hypoglykémia),
- ak výsledky merania hladiny glukózy v krvi z alternatívneho miesta nezodpovedajú tomu, ako sa cítite,
- počas choroby alebo v čase stresu,
- ak budete soferovať auto alebo obsluhovať stroje.

VÝSTRAHA: Potenciálne biologické riziko

- Odběrové zariadenie MICROLET NEXT je určené na samovyšetrenie pre jedného pacienta. Nesmie ho používať viac ako jedna osoba z dôvodu rizika infekcie.
- Lancety nie sú určené na opakované použitie. Použité lancety nie sú sterilné. Pri každom meraní použite novú lancetu.

Do not use AST under the following conditions:

- If you think your blood glucose is low (hypoglycaemia).
- When blood glucose is changing rapidly (after a meal, insulin dose, or exercise).
- If you are unable to feel symptoms of low blood glucose (hypoglycaemic unawareness).
- If you get alternative site blood glucose results that do not agree with how you feel.
- During illness or times of stress.
- If you will be driving a car or operating machinery.

WARNING: Potential Biohazard


- The MICROLET NEXT lancing device is intended for self-testing by a single patient. It must not be used on more than one person due to the risk of infection.
- Do not reuse lancets. Used lancets are not sterile. Use a new lancet each time you test.

3. انزع الغطاء الطرفي.

4. أخرج الغطاء الواقى المستدير على إبرة الوخز بشويوره ¼ دورة، ولكن لا تقم برقع الغطاء.



5. أدخل إبرة الوخز بإحكام في جهاز الوخز. ارفع حتى تتوقف إبرة الوخز تمامًا.



6. انزع الغطاء الواقى الدائري بحرص. احفظ الغطاء التخلص من إبرة الوخز المستعمدة.

3. فك الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تتوازي العلامات المرتفعة والعلامة السوداء المستنة كما هو مظهر.



3. لا تقم بلف الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تتوازي العلامات المرتفعة والعلامة السوداء المستنة كما هو مظهر.

- Použité testovací proučky a lancety vždy likvidujte jako zdravotnický odpad nebo podle pokynů zdravotnického odborníka.
- Pokadě si umyjte ruce mýdlem a dobře je vysušte před testem a po testu, před manipulací a po manipulaci s glukometrem, odběrovým zařízením nebo testovacími proučky.

POZOR:

- V případě nesprávné funkce zařízení nebo pokud si všimnete obtíží při používání zařízení, kontaktujte služby zákazníkům.
- Volte střídavá místa vpichu, abyste předešli nadměrnému zjivení, které by mohlo vést ke ztrátě citlivosti.
- Hladinu glukózy v krvi si testujte tak často, jak vám doporučí váš poskytovatel zdravotní péče.*

*Zdravotnické agentury doporučují, aby si dospělí pacienti testovali hladinu glukózy v krvi třikrát až čtyřikrát denně (2018 U Ojha et al., "Disruption in the diabetic device care market") a aby si děti a mladiství testovali hladinu alespoň pětkrát denně (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

- Použité testovacie prúžky a lancety likvidujte vždy ako zdravotnícký odpad alebo podľa odporúčaní zdravotníckeho personálu.
- Pred meraním alebo manipuláciou s glukomerom, odběrovým zariadením alebo testovacími prúžkami a po týchto činnostiach si vždy umyte ruky mýdlom a vodou a dobre si ich osušte.

UPOZORNENIE:

- Ak bude mať vaše zariadenie z nejakého dôvodu poruchu alebo zistíte akékoľvek ťažkosti s používaním zariadenia, obráťte sa na zákaznícku podporu so žiadosťou o pomoc.
- Vyberte alternatívne miesto vpichu na zabránenie nadmerného zjazvenia, ktoré by mohlo viesť k strate citlivosti.
- Merajte si hladinu glukózy v krvi podľa odporúčaní svojho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.*

*Inštitúcie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti odporúčajú, aby si dospelí pacienti merali hladinu glukózy v krvi tri až štyrikrát denne (2018 U Ojha et al., "Disruption in the diabetic device care market") a deti a mladší pacienti najmenej päťkrát denne (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

- Always dispose of used test strips and lancets as medical waste or as advised by your health care professional.
- Always wash your hands with soap and water and dry them well before and after testing or handling the meter, lancing device, or test strips.

CAUTION:

- Contact Customer Service for assistance if your device malfunctions for any reason or if you notice any difficulties using the device.
- Choose alternate puncture sites to prevent excess scarring, which could lead to loss of sensitivity.
- Test your blood glucose level as frequently as recommended by your healthcare provider.*

*Healthcare agencies recommend that adult patients test their BGL three to four times per day (2018 U Ojha et al., "Disruption in the diabetic device care market") and that children and young persons test at least five times per day (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

إعداد جهاز الوخز

تحذير


- حُفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يحتوي هذا المقلم على قطع صغيرة يمكن أن تسبب الاختناق في حال ابتلاها عرماً.
- نظّل إبرة الوخز معقمة أو إن يتم إزالة الغطاء الواقى، تجنب الاستخدام في حالة تلف إبرة الوخز أو فتحها بدون قصد. تخلص منه كفضائيات طبية لتفادي التعرض لأي إصابة محتملة.

1. اغسل يديين وموقع الوخز بالصابون والماء الدافئ، اشطف وجفف جيّداً.


2. فك الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تتوازي العلامات المرتفعة والعلامة السوداء المستنة كما هو مظهر.




3. لا تقم بلف الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تتوازي العلامات المرتفعة والعلامة السوداء المستنة كما هو مظهر.




*Nemusí být součástí všech souprav. K dispozici na požádání od **zákaznických služeb**.



*Nemusí být přiloženy v každé soupravě. K dispozici na požádanie od **zákazníckeho centra**.



*May not be included in all kits. Available on request from **Customer Service**.



* لا تقم بلف الغطاء الطرفي، لف الشريط الأبيض حتى تتوازي العلامات المرتفعة والعلامة السوداء المستنة كما هو مظهر.

Příprava odběrového zařízení

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Souprava obsahuje malé části, které mohou v případě náhodného spolknutí způsobit udušení.
- Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření lancety. Likvidujte jako zdravotnický odpad, abyste zabránili případnému poranění.

- Umyjte si ruce a místo vpichu mýdlem a teplou vodou. Dobře opláchněte a osušte.
- Odstiňte koncový uzávěr. Otočte bílý proužek tak, aby se bílá výstuplá značka vyrovnala s černou zahluobenou značkou podle vyobrazení.

„Cvaknutím“ odjistíte

Příprava odberového zariadenia

VÝSTRAHA

- Uchovávejte mimo dosahu dětí. Táto súprava obsahuje malé súčasti, ktoré by mohli spôsobiť udusenie pri náhodnom prehltnutí.
- Lanceta je sterilná, kým sa neodstráni ochranný kryt. Nepoužíajte, ak je lanceta poškodená alebo neúmyselne otvorená. Na zabránenie možným poraneniam zlikvidujte ako zdravotnícky odpad.

- Umyte si ruky a miesto vpichu mýdlom a teplou vodou. Opláchnite a dobre osušte.
- Odstiňte koncový uzávěr. Biely krúžok otáčajte tak, aby sa biela vyvýšená značka zarovnala s čiernou vľhbenou značkou, ako je znázornené na obrázku.

„Cvaknutím“ sa uzáver odistí

Prepare the Lancing Device

WARNING

- Keep out of reach of children. This kit contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed.
- Lancet remains sterile until the protective cap is removed. Do not use if the lancet is damaged or opened unintentionally. Dispose as medical waste to prevent any possible injury.

- Wash hands and the puncture site with soap and warm water. Rinse and dry well.
- Unlock the endcap. Twist the white band so the white raised mark and black indented mark line up as shown.

“Click” to unlock

3. Stáhněte koncový uzávěr.

4. Otočením o čtvrt otáčky uvolněte kulatý ochranný kryt na lancetě, ale neodstraňujte jej.

5. Zasuňte lancetu pevně do odběrového zařízení. Tlačte na ni, dokud se lanceta úplně nezastaví.

6. Opatrně vytočte kulatý ochranný kryt. Kryt schovejte k pozdější likvidaci použité lancety.

„Cvaknutím“ zajistíte

3. Koncový uzávěr odtlahnite.

4. Uvolňte okružlý ochranný kryt na lancete pootočením o ¼ otáčky, ale ešte ho neodstraňujte.

5. Lancetu pevne vložte do odberového zariadenia. Tlačte, kým sa lanceta úplne nezastaví.

6. Opatrne vytočte okružlý ochranný kryt. Odložte si ho na zlikvidovanie použitej lancety.

„Cvaknutím“ zaistíte

3. Pull off the endcap.

4. Loosen the round protective cap on the lancet by rotating the cap ¼ turn, but do not remove the cap.

5. Insert the lancet firmly into the lancing device. Push until the lancet comes to a complete stop.

6. Carefully twist off the round protective cap. Save the cap for disposing of the used lancet.

“Click” to lock

لا تستخدم اختبار الموقع البديل في الظروف التالية:

- إذا كنت تعتذر أن سكر دمك منخفض (انخفاض سكر الدم).
- حين يكون سكر دمك يتغير بسرعة (بعد وجبة، أو جرعة أنسولين، أو التمرين).
- إذا كنت لا تستطيع الشعور بأعراض انخفاض سكر الدم (غيبوبة انخفاض سكر الدم).
- إذا حصلت على نتائج سكر دم من الموقع البديل لا تتفق مع كيفية شعورك.
- أثناء المرض أو في أوقات التوتر.
- إذا كنت ستقود سيارة أو ستشغل آلة.

خطر بيولوجي محتمل

- جهاز الوخز MICROLET NEXT (ميكروليت نيكست) مخصص للاختبار الذاتي للمريض واحد. ويجب عدم استعمال الجهاز من قبل أكثر من شخص واحد بسبب خطر الإصابة بالعدوى.
- لا تعد استخدام إبر الوخز، إبر الوخز المستخدمة غير معقمة، استخدام إبرة وخز جديدة في كل مرة تقوم بالاختبار.
- تخلص دائماً من أمشرطة الاختبار وإبر الوخز المستخدمة كفضائيات طبية أو كما يوصي به مختص رعايةك الصحية.
- قم دائماً بغسل يديك بالصابون والماء وجففهما جيداً قبل وبعد الاختبار، أو الإسكات بجهاز القياس، أو جهاز الوخز، أو أمشرطة الاختبار.

Získete kapku krve - ze špičky prstu

TEST ZE ŠPIČKY PRSTU

Použijte **černý/bílý** nastavitelný koncový uzávěr. Nepoužívejte číry koncový uzávěr pro odběr z jiného místa.

- Připojte **černý/bílý** nastavitelný koncový uzávěr.
- Zajistíte koncový uzávěr. Otočte bílým proužkem, až uslyšíte nebo uvidíte cvaknutí a bílá a černá výstuplá značka se vyrovnají podle vyobrazení.

„Cvaknutím“ zajistíte

Odber kvapky krvi – konček prsta

MERANIE Z KONČEKA PRSTA

Použite **čiernobiely** nastaviteľný koncový uzáver. Nepoužívajte priehľadný koncový uzáver na meranie z alternatívneho miesta.

- Nasadte **čiernobiely** nastaviteľný koncový uzáver.
- Zaistite koncový uzáver. Otáčajte biely krúžok, kým nezachujete alebo nepočujete cvaknutie a biela a čierna vyvýšená značka sa nezarovnajú tak, ako je znázornené na obrázku.

„Cvaknutím“ zaistíte

Get the Blood Drop – Fingertip

FINGERTIP TESTING

Use the **black/white** adjustable endcap. Do not use the clear AST endcap.

- Attach the **black/white** adjustable endcap.
- Look the endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.

“Click” to lock

الاستخدام المخصص: مخصص لجميع الدم الشعيري، للاستخدام مع إبر الوخز وحيدة الاستعمال. يُستخدَم جهاز الوخز **MICROLET NEXT** اسحب الدم الشعيري من طرف الإصبع أو الكف لاختبار جلوكوز الدم باستخدام إبر وخز متوافقة. إن جهاز الوخز مخصص لاستخدام مريض واحد فقط. جهاز الوخز غير مخصص لاستخدام مع حديثي الولادة.

إبرة الوخز MICROLET هي جهاز معقم أحادي الاستخدام، مخصص لسحب عينة من الدم الشعيري من شخص بالغ أو طفل لمرافقة الجلوكوز. إبرة الوخز غير مخصصة لاستخدام حديثي الولادة. لا توجد موانع استخدام معروفة مرتبطة بهذه الإبرة.

تحذير

- أسأل مختص رعايتك الصحية عما إذا كان اختيار الموقع البديل ملائماً لك.
- لا تعامر جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر المخصص بك من نتيجة اختبار موقع بديل.
- لا تحسب جرعة أنسولين بناءً على نتيجة اختبار موقع بديل.


نشرة تعليمات

- طارد إبرة وخز للتخلص الآمن من إبرة الوخز.
- غطاء طرفي أسود/أبيض قابل للتعديل لاختبار طرف الأصبع فقط.
- غطاء طرفي شفاف مخصص لاختبار الموقع البديل فقط.

POZNÁMKA: Pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) pro odběr kapilárních vzorků doporučují následující hloubku pro odběr vzorku z prstu u dětí pomocí odběrového zařízení / lancety:

- Pro dítě od 6 měsíců do 8 let: MICROLET NEXT Nastavení 1 nebo 2
- Pro dítě starší 8 let: MICROLET NEXT Nastavení 4

Nastavení by mělo být upraveno podle vlastního pocitu pohodlí. Použitý tlak může ovlivnit hloubku. (*WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy*. Geneva: World Health Organization; 2010.)



Nejměhlší vpich Nejhlubší vpich

„Cvaknutí“


Pokud zařízení vpich neprovede, resetujte jej opakovaným krokem 4.

Pokračování na opačné straně

POZNÁMKA: Smernice o odbere kapilárných vzoriek Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odporúčajú hĺbku vpichu do bruška prsta pri odbere u pediatrických pacientov pomocou odberového zariadenia/lancety nasledujúcim spôsobom:

- U detí vo veku 6 mesiacov až 8 rokov: MICROLET NEXT – nastavenie 1 alebo 2
- U detí vo veku viac ako 8 rokov: MICROLET NEXT – nastavenie 4

Nastavenia by mali byť upravené tak, aby bol dosiahnutý komfort. Použitý tlak môže ovplyvňovať hĺbku vpichu. (*WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy*. Geneva: World Health Organization; 2010.)



Najshlášší vpich Najhlbší vpich

Ak nedôjde k vpichu, zopakujte 4. krok a zariadenie prestavte.

Pokračovanie na druhej strane

NOTE: The Capillary Sampling guidelines from the World Health Organization (WHO) recommend a depth for pediatric finger-prick sampling using a lancing device / lancet as follows:

- For a child over 6 months to 8 years: MICROLET NEXT Setting 1 or 2
- For a child over 8 years: MICROLET NEXT Setting 4

Settings should be adjusted based on comfort. Pressure applied can affect depth. (*WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy*. Geneva: World Health Organization; 2010.)



Shallowest Puncture Deepest Puncture

“Click”

If the device does not puncture, re-set by repeating Step 4.

Continued on reverse side

Microlet next جهاز وخز نيكست

AR

نشرة تعليمات

- طارد إبرة وخز للتخلص الآمن من إبرة الوخز.
- غطاء طرفي أسود/أبيض قابل للتعديل لاختبار طرف الأصبع فقط.
- غطاء طرفي شفاف مخصص لاختبار الموقع البديل فقط.

استخدمه مع إبر الوخز MICROLET™ لاختبار طرف الإصبع والكف.

4. Stažením resetovací nášady dozadu připravte odběrové zařízení. Jakmile je odběrové zařízení připraveno, vynoří se spouštěcí tlačítko.

5. Přitiskněte odběrové zařízení pevně proti straně prstu a tiskněte spouštěcí tlačítko, dokud zařízení nevackne.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že slyšíte nebo cítíte „cvaknutí“.

Pokud zařízení vpich neprovede, resetujte jej opakovaným krokem 4.

Pokračování na opačné straně

4. Naťahovací držadlo potiahnite dozadu, čím sa odberové zariadenie pripraví. Keď sa odberové zariadenie pripraví, spúšťacie tlačidlo sa zdvihne.

5. Odberové zariadenie pevne zatlačte proti bočnej strane prsta a spúšťacie tlačidlo drzte stlačené, kým zariadenie nevackne.

POZNÁMKA: Uistite sa, že počujete alebo cítite „kliknutie“.

Ak nedôjde k vpichu, zopakujte 4. krok a zariadenie prestavte.

Pokračovanie na druhej strane

4. Pull back the re-set handle to prepare the lancing device. The release button is raised when the lancing device is primed.

5. Press the lancing device firmly against the side of the finger and press the release button until the device clicks.


NOTE: Ensure you hear or feel the “click.”

If the device does not puncture, re-set by repeating Step 4.


Continued on reverse side

Imported and Distributed by:
Warba Medical Supplies Co.
Al Kharafti Tower
(Building 6), 1st Floor
Hamad Al Saqr street,
Qibla block 14
Kuwait
Telephone +965 22323856 / 57
Fax +965 22323864
Internet : www.warbamed.com
www.diabetes.ascensia.com

6. Prstům jemně dlaň a prst směrem k místu vpichu, aby se vytvořila kapka krve. Okolí místa vpichu nestlačujte.



7. Udělejte test ihned po vytvoření malé kulaté kapky krve podle vyobrazení.




8. Místo vpichu si utřete čistým a suchým ubrouskem a poté **stlačte**, dokud krvácení nepřestane.



6. Masírujte ruku a prst smerom k miestu vpichu, aby sa vytvorila kvapka krvi. Nestlačajte okolie miesta vpichu.



7. Meranie vykonajte ihneď po tom, ako sa vytvorí malá, okrúhla kvapka krvi, ako je znázornené na obrázku.




8. Miesto vpichu si utriete čistou, suchou papierovou vreckovkou a miesto **mierne tlačte**, až kým krvácanie neprestane.



6. Stroke your hand and finger toward the puncture site to form a drop of blood. Do not squeeze around the puncture site.



7. Test immediately after you have formed a small, round blood drop, as shown.



8. Wipe the puncture site with a clean, dry tissue and **maintain pressure** on the site until the bleeding stops.

Lancetu vysuňte a zlikvidujte

UPOZORNĚNÍ

Použitou lancetu vždy zlikvidujte jako zdravotnický odpad, aby nedošlo ke zranění nebo kontaminaci jiných osob. Pro každé testování použijte novou lancetu. **Lancety nepoužívejte opakovaně.**

Vaše odběrové zařízení MICROLET NEXT má vysunovací zařízení pro lancetu. Lancetu z odběrového zařízení nevyjímejte prsty.



1. Opatrně sejměte koncový uzávěr z odběrového zařízení. Otočte bílým proužkem koncového uzávěru, až se bílá vystuplá značka a černá zahlubená značka vyrovnají. Stáhněte koncový uzávěr.

Vysunutie/likvidácia lancety

VÝSTRAHA

Použitú lancetu vždy zlikvidujte ako zdravotnícky odpad, aby nedošlo k úrazu alebo kontaminácii ostatných osôb. Pri každom meraní použite novú lancetu. **Lancety nie sú určené na opakované použitie.**

Vaše odberové zariadenie MICROLET NEXT má vysúvač lancety. Lancetu z odberového zariadenia nevyberajte prstami.



1. Opatrne odstráňte koncový uzáver z odberového zariadenia. Biely krúžok na koncovom uzávere otáčajte tak, aby sa biela vyvýšená značka zarovnala s čiernou vhlbenou značkou. Koncový uzáver odiahnite.

Eject / Dispose of the Lancet


WARNING

Always dispose of the used lancet as medical waste to prevent injury or contamination to others. Use a new lancet each time you test. **Do not reuse lancets.**

Your MICROLET NEXT lancng device has a lancet ejector. Do not use your fingers to remove the lancet from the lancng device.



1. Carefully remove the endcap from the lancng device. Twist the white band so the white raised mark and the black indented mark line up. Pull off the endcap.



„Cvaknutím“ odjistíte

2. Umistěte kulatý ochranný kryt, který jste si schovali, na rovný povrch. S použitou lancetou stále v odběrovém zařízení zatlačte lancetu do středu krytu.



3. Zařízení umístěte do nádoby na ostré předměty (např. prázdná plastová láhev s uzávěrem). Nádobu dobře označte a uložte ji z dosahu dětí.



„Cvaknutím“ odistíte

2. Okrúhly ochranný kryt, ktorý ste si odložili, umiestnite na rovný povrch. S použitou lancetou ešte stále v odberovom zariadení vtlačte lancetu do stredu krytu.



3. Zariadenie nastavte smerom k nádobe na ostré predmety (napríklad k plastovej fľaši s uzáverom). Nádobu dobre označte a uložte mimo dosahu detí.



“Click” to unlock


2. Place the round protective cap that you saved onto a flat surface. With the used lancet still in the lancng device, push the lancet into the center of the cap.



3. Point the device toward a container for sharp objects (an empty plastic bottle with a lid, for example). Label the container properly and keep the container out of the reach of children.

1. Carefully remove the endcap from the lancng device. Twist the white band so the white raised mark and the black indented mark line up. Pull off the endcap.

2. Zatlačte šedé vysunovací zařízení pro lancetu dopředu, až lanceta spadne do nádoby, poté vysunovací zařízení stáhněte zpět.



5. Připojte a **zajistěte** koncový uzávěr. Otočením zajistíte bílý proužek.


Získání kapky krve - ze dlaně

ODBĚR Z JINÉHO MÍSTA (OJM) – DLAŇ


POZNÁMKA: Použijte **čirý** koncový uzávěr pro OJM.

1. Vložte lancetu podle popisu v části *Příprava odběrového zařízení*.

4. Sivý vysúvač lancety tlačte dopredu, až kým lanceta nevypadne do nádoby. Vysúvač potom posuňte späť.




5. Nasadte a **zaistite** koncový uzávěr. Zaisti sa otočením bieloho prsta.



POZNÁMKA: Použite **priehradný** koncový uzáver na AM.

2. Nasadte a zaistite **priehradný** koncový uzáver na AM. Otáčajte biely krúžok, kým nezačujete alebo nepočítate cvaknutie a biela a čierna vyvýšená značka sa nezarovnajú tak, ako je znázomené na obrázku.

4. Push the gray lancet ejector forward until the lancet falls into the container, then slide ejector back.



5. Attach and **lock** the endcap. Twist the white band to lock.



Get the Blood Drop – Palm

ALTERNATIVE SITE TESTING (AST) PALM

NOTE: Use the **clear** AST endcap.

1. Insert the lancet as described in *Prepare the Lancng Device*.

2. Attach and lock the **clear** AST endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.



تحذير
في حال تم تشغيل جهاز الوخز الخاص بك من قبل شخص آخر يقدم لك المساعدة لإجراء الاختبار، ينبغي أن يرتدي الشخص الآخر قفازات، كما ينبغي تطهير جهاز الوخز قبل الاستخدام لتقليل خطر الأمراض المنقولة عن طريق الدم.

علامات التحذير: تم اختبار جهاز الوخز الخاص بك لـ 260 دورة إجراء تنظيف وتطهير (دورة واحدة في الأسبوع لمدة 5 سنوات). تم إثبات تحمل في جهاز الوخز لـ 5 سنوات من التنظيف والتطهير دون ضرر. ومع ذلك، إذا تعطل الجهاز لأي سبب من الأسباب، اتصل بخدمة العملاء. انظر: خدمة العملاء.

3. Připojte a **zajistěte** koncový uzávěr pro odběr z jiného místa. Otočte bílým proužkem, až uslyšíte nebo ucítíte cvaknutí a bílá a černá vystuplá značka se vyrovnají podle vyobrazení.



POZOR: Čirý koncový uzávěr pro odběr z jiného místa nepoužívejte pro odběr z konečků prstů.

3. Vyberte místo vpichu v masité oblasti dlaně. Vyhňte se žilkám, mateřským známkám, kostem a šlachám.

4. Stažením resetovací náস্যu dozadu připravte odběrové zařízení. Po připravení odběrového zařízení se vynoří spouštěcí tlačítko.

5. Přitlačte odběrové zařízení silně k místu vpichu a poté stiskněte uvolňovací tlačítko, dokud zařízení necvakne.



UPOZORNENIE: **Priehradný** koncový uzáver na AM nepoužívajte na meranie z končeku prsta.


3. Vyberte miesto vpichu v mäseitej časti dlane. Vyhybajte sa žilám, materským znamienkam, kostiam a šľachám.

4. Naťahovacie držiadlo potiahnite dozadu, čím sa odberové zariadenie pripraví. Keď je odberové zariadenie pripravené, spúšťacie tlačidlo sa zdvihne.

5. Odberové zariadenie pevne zatlačte proti miestu vpichu a spúšťacie tlačidlo držte stlačené, kým zariadenie necvakne.

1. Lancetu vložte podľa opisu v časti *Příprava odberového zariadenia*.

2. Nasadte a zaistite **priehradný** koncový uzáver na AM. Otáčajte biely krúžok, kým nezačujete alebo nepočítate cvaknutie a biela a čierna vyvýšená značka sa nezarovnajú tak, ako je znázomené na obrázku.



CAUTION: Do not use the **clear** AST endcap on your fingertips.

3. Select a puncture site from a fleshy area on the palm. Avoid veins, moles, bones, and tendons.

4. Pull back the re-set handle to prepare the lancng device. The release button is raised when the lancng device is ready.

5. Press the lancng device firmly against the puncture site, then press the release button until the device clicks.

1. Insert the lancet as described in *Prepare the Lancng Device*.

2. Attach and lock the **clear** AST endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.

التنظيف والتطهير

نُظف وطهّر جهاز الوخز الخاص بك مرة في الأسبوع. استخدم قطعة قماش مبللة بكمول أيزوبروبيلي بنسبة 70%. **تنبيه:** لا تستخدم مبيضاً (هيبوكلوريت الصوديوم).

- نظّف جهاز الوخز باستخدام كمحول أيزوبروبيلي بنسبة 70% حتى يتم إزالة كل الأوساخ.
- اتركه ليجف في الهواء.
- ارفع الغطاء الطرفي وإطرد إبرة الوخز، إن وُجدت.
- احصل على قطعة قماش جديدة مبللة بكمحول أيزوبروبيلي بنسبة 70% وطهّر مِكل جهاز الوخز والغطاء الطرفي (من الداخل والخارج). للتطهير السليم، يجب عليك مسح جميع الأسطح وتركها مبللة لمدة دقيقتين.
- ارتك مِكل جهاز الوخز والغطاء الطرفي ليُجف في الهواء.

علامات التحذير: لا تختبر فطرة الدم من الكلف إذا حصلت على:

- دم ملتح
- دم سائل
- دم متخبط
- سائل شفاف متمزج بالدم

تنبيه: لا تختبر فطرة الدم من الكلف إذا حصلت على:

- دم ملتح
- دم سائل
- دم متخبط
- سائل شفاف متمزج بالدم

تنبيه: لا تختبر فطرة الدم من الكلف إذا حصلت على:

- دم ملتح
- دم سائل
- دم متخبط
- سائل شفاف متمزج بالدم

انظر: أخرج |تخلص من إبرة الوخز

POZNÁMKA: Ujistěte se, že uslyšíte nebo ucítíte „cvaknutí“.




Pokud zařízení vpich neprovede, resetujte jej opakováním kroku 4.

6. Zařízení neoddláujte od dlaně. Udržujte stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvoří malá kulatá kapka krve.




7. Zvedněte odběrové zařízení přímo vzhůru směrem od kůže, aniž byste kapku krve rozmazali.

POZNÁMKA: Uistite sa, že počujete alebo cítite „kliknutie“.




Ak nedôjde k vpichu, zopakujte 4. krok a zariadenie nastavte.

6. Zariadenie neodťahujte od dlane. Udržujte stály tlak, pokým sa pod priehradným koncovým uzáverom nevyformuje malá okrúhla kvapka krvi.




7. Odberové zariadenie zdvihnite rovno nahor od kože tak, aby sa kvapka krvi nerozmazala.



NOTE: Ensure you hear or feel the “click.”

If the device does not puncture, reset by repeating Step 4.

6. Do not take the device away from your palm. Maintain steady pressure until a small, round blood drop forms under the clear endcap.



7. Lift the lancng device straight up and away from the skin without smearing the blood drop.



CAUTION: Do not test the blood sample from palm if you get:

• Smeared blood

• Runny blood

• Clotted blood

• Clear fluid mixed with blood

9. Wipe the puncture site with a clean, dry tissue and maintain pressure on the site until the bleeding stops.

See *Eject | Dispose of the Lancet*.

تنبيه: لا تستخدم الغطاء الطرفي الشفاف المخصص لاختبار الموقع البديل على أطراف أصابعك.

3. اختر موقع وزخ من منطقة لحمية في الكف. تفاد الأوردة والشامات والغمام والأربطة.

4. اسحب مِقْبَضَ الإمادة الضبط إلى الخلف لإعداد جهاز الوخز. يرتفع زر الإطلاق عندما يكون جهاز الوخز جاهزاً.

5. اضغط جهاز الوخز بإحكام مقابل جانب الأصبع واضغط على زر الإطلاق حتى يصدر الجهاز صوت طقة.

ملاحظة: تأكد من سماع صوت "طقة" أو الشعور بها.

1. ادخل إبرة الوخز كما تم توضيحه في إعداد جهاز الوخز.

2. ضع وأقلع الغطاء الطرفي الشفاف المخصص لاختبار الموقع البديل. لف الشريط الأبيض حتى تصنع صوت طقة أو تشعر بها وحتى تتوازي العلامات البيضاء والسوداء المرتقعة كما هو موضح.

إنما لم يقم الجهاز بالوخز، أعد ضبطه بتكرار الخطوة 4.

8. Ihned urobte meranie.




POZOR: Krevní vzorek z dlaně netestujte, pokud jste odebrali:

- rozmazanou krev
- nadměrně tekoucí krev
- sraženou krev
- čirou tekutinu smíchanou s krví

9. Místu vpichu si utřete čistým a suchým ubrouskem a udržte stlačené, dokud krvácení nepřestane.

Viz: *Lancetu vysuňte a zlikvidujte*.

8. Okamžite vykonajte meranie.



UPOZORNENIE: Vzorku krvi z dlane nemerajte v prípade:

- rozmazanej krvi
- tečúcej krvi
- zrazenej krvi
- prieľadnej tekutiny zmiešanej s krvou

9. Miesto vpichu si utriete čistou, suchou papierovou vreckovkou a miesto mierne tlačte, až kým krvácanie neprestane.

Pozri: *Vysunutie/likvidácia lancety*.

Signs of Deterioration: Your lancng device has been tested for 260 cycles of the cleaning and disinfection procedure (one cycle per week for 5 years). The lancng device has been demonstrated to withstand 5 years of cleaning and disinfection without damage. However, if your device malfunctions for any reason, contact Customer Service. See *Customer Service*.

CAUTION: Do not use bleach (sodium hypochlorite).

1. Clean the lancng device with 70% isopropyl alcohol until all soil is removed.

2. Allow to air dry.

3. Remove the endcap and eject the lancet, if present.

4. Get a new cloth dampened with 70% isopropyl alcohol and disinfect the lancng device body and endcap (inside and outside). For proper disinfection, you must wipe all surfaces and keep them wet for 2 minutes.

5. Allow the lancng device body and endcap to air dry.

WARNING
If your lancng device is being operated by a second person who is providing testing assistance to you, the second person should wear gloves and the lancng device should be disinfected prior to use to reduce the risk of transmitting blood-borne pathogens.

Signs of Deterioration: Your lancng device has been tested for 260 cycles of the cleaning and disinfection procedure (one cycle per week for 5 years). The lancng device has been demonstrated to withstand 5 years of cleaning and disinfection without damage. However, if your device malfunctions for any reason, contact Customer Service. See *Customer Service*.

CAUTION: Do not use bleach (sodium hypochlorite).

1. Clean the lancng device with 70% isopropyl alcohol until all soil is removed.

2. Allow to air dry.

3. Remove the endcap and eject the lancet, if present.

4. Get a new cloth dampened with 70% isopropyl alcohol and disinfect the lancng device body and endcap (inside and outside). For proper disinfection, you must wipe all surfaces and keep them wet for 2 minutes.

5. Allow the lancng device body and endcap to air dry.

Čištění a dezinfekce

Odběrové zařízení vyčistěte a vydesinfikujte jednou týdně.

Používejte hadičky navlhčené 70% izopropylalkoholem.

POZOR: Nepoužívejte bělidlo (chlornan sodný).

1. Odběrové zařízení čistěte 70% izopropyl alkoholem až do odstranění veškerého nečistění.

2. Nechte uschnout na vzduchu.

3. Sejměte koncovku a vysuňte lancetu, pokud je přítomna.

4. Vezměte nový hadičk navlhčený 70% izopropylalkoholem a dezinfikujte tělo a koncovku odběrového zařízení (vnitř i vně). Pro řádnou dezinfekci musíte otřít všechny povrchy a udržovat je vlhké po dobu 2 minuty.

5. Tělo odběrového zařízení a koncovku nechte uschnout na vzduchu.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte bielidlo (chlórnan sodný).

1. Odberové zariadenie čistite 70 % izopropylalkoholom, kým sa neodstránia všetky nečistoty.

2. Nechajte voľne uschnúť.

3. Odstráňte koncový uzáver a vysuňte lancetu, ak sa nachádza v pere.

4. Vezmite si novú handričku navlhčenú v 70 % izopropylalkohole a vydezinfikujte odberové zariadenie a koncový uzáver (zvnútra aj zvonka). Aby dezinfekcia prebehla správne, musíte utrieť všetky povrchy a musia byť 2 minúty navlhčené.

5. Nechajte telo odberového zariadenia a koncový uzáver voľne uschnúť.

</